

GAS PROPUSNA (GP) KONTAKTNA SOČIVA

OVO UPUTSTVO SADRŽI VAŽNE INFORMACIJE. MOLIMO
PROČITAJTE GA PAŽLJIVO I SAČUVAJTE KAO PODSETNIK.
KONTAKTNA SOČIVA UVEK TREBA DA PREPIŠE OFTALMOLOG.

OculoLens GP OculoLens PMMA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU GP I PMMA KONTAKTNIH SOČIVA
IZ OPTICUS d.o.o. PROIZVODNJE

NAMENA:

OculoLens GP i PMMA, tvrdo gas propusno i tvrdo kontaktno sočivo predviđeno je za korekciju vida kod miopije, hipermetropije, astigmatizma i keratokonusa kod osoba sa zdravim očima.

REŽIM NOŠENJA:

U interesu očuvanja zdravlja i bezbednosti vaših očiju režim nošenja mora biti određen od strane vašeg oftalmologa. OculoLens GP i PMMA sočiva su namenjena za dnevno nošenje. Period adaptacije počinje sa 2 sata prvog dana nošenja i povećava se svakog narednog dana za po jedan sat do 8 – 10 sati kada je obavezna prva kontrola kod oftalmologa koji je prepisao sočiva. **OculoLens GP i PMMA** sočiva mogu se nositi do maksimalno 18 sati dnevno u budnom stanju. Da bi se očevala adaptacija sočiva se moraju nositi svakog dana min 8 sati. Ako se napravi pauza od 3-4 dana, potrebna je adaptacija iz početka.

OculoLens GP i PMMA moraju biti skinuta pre spavanja. Sa GP i PMMA sočivima nije dozvoljeno spavanje.

REŽIM ZAMENE:

OculoLens GP i PMMA sočiva treba zameniti novim parom na svakih 12 meseci ili češće ukoliko je to preporučio vaš oftalmolog.

RUKOVANJE SOČIVIMA:

Vaš oftalmolog će Vam pružiti detaljna uputstva o postavljanju i skidanju kontaktnih sočiva.

Uvek operite i osušite ruke pre rukovanja sočivima. Uverite se da sočivo nije okrenuto naopako i da imate odgovarajuće sočivo za oko. Proverite sočivo pre postavljanja. Ne postavljati ako je oštećeno.

Prilikom skidanja sočiva, Vaše ruke treba da budu potpuno suve. Trepnite nekoliko puta, a potom gledajući na gore povucite sočivo na dole na beonjaču. Uklonite sočivo nežnim stiskom između palca i kažiprsta.

Ukoliko je sočivo decentrirano na oku, zatvorite oko i nežno masirajte kapak kako biste vratili sočivo na centralnu poziciju. Ako problem i dalje postoji, konsultujte Vašeg oftalmologa.

Nikada nemojte koristiti pincete, vakuumske pumpice, oštre predmete ili nokte da biste izvadili sočivo iz oka, bočice ili kasetice za čuvanje.

ODRŽAVANJE VAŠIH SOČIVA:

● **ISPRAVNO ODRŽAVANJE SOČIVA JE ESENCIJALNO (IZUZETNO VAŽNO).** ● **DEZINFIKUJTE** Vaša sočiva svaki put kada ih skinete kako bi ste uništili štetne mikrobe i kako bi ste obezbedili bezbedno i komforno nošenje sočiva. ● Posebno čišćenje i ispiranje mogu biti preporučeni od strane oftalmologa kako bi se odstranile nečistoće. Dodatno, Vaša sočiva mogu periodično zahtevati uklanjanje proteina enzimskim preparatima. Vaš oftalmolog će odabrati sredstvo za održavanje sočiva koje je najpogodnije za Vas. ● Pre upotrebe bilo kog drugog sredstva za održavanje konsultujte Vašeg oftalmologa. ● Vaš oftalmolog će odabrati sredstvo za održavanje sočiva koje je najpogodnije za Vas. OPTICUS preporučuje DELTA sistem za održavanje vaših sočiva: Delta Cleaner za čišćenje i Delta Plus za dezinfekciju, čuvanje i vlaženje vaših sočiva ● Nemojte mešati sredstva za održavanje iz različitih sistema. ● Koristite samo sredstva za održavanje tvrdih sočiva prateći uputstva proizvođača. ● **NE KORISTITI TOPLOTU ILI BILO KOJI PROIZVOD NAMENJEN ZA MEKA KONTAKTNA SOČIVA**

UVEK ZAPAMTITE SLEDEĆE:

● Uvek operite i osušite ruke pre rukovanja kontaktnim sočivima. ● Nikada ne čuvajte sočiva preko noći u slanom rastvoru. Slani rastvor NEĆE zaštititi Vaša sočiva od mikroba i eventualnih infekcija. ● Nikada nemojte ponovo upotrebljavati iskorišćen rastvor u kasetici za čuvanje sočiva. ● Nikada ne koristiti rastvor kome je istekao rok upotrebe. ● Isperite kaseticu za sočiva svakog dana sa sterilnim slanim rastvorom ili sredstvom za održavanje sočiva, a potom je ostavite da se osuši na vazduhu. To sprečava kontaminaciju i ozbiljna oštećenja oka. ● Menjajte Vašu kaseticu redovno. ● AKO NE NOSITE VAŠA SOČIVA NEKOLIKO DANA, pratite instrukcije koje su Vam date uz sredstva za održavanje sočiva, očistite i dezinfikujte Vaša sočiva pre nego što ih ponovo postavite da se izbegne kontaminacija i ozbiljne povrede oka.

ODRŽAVANJE SOČIVA DELTA SISTEMOM

Faza 1 čišćenje:

● Temeljno operite, isperite i osušite ruke pre rukovanja kontaktnim sočivima ● Stavite jedno po jedno sočivo na dlan ruke i nanesite 2-3 kapi Delta Cleaner-a ● Nežno trljajte obe strane sočiva vrhom kažiprsta 15-20 sekundi

Faza 2 ispiranje:

● Isperite očišćena sočiva sa Delta Plus rastvorom za dezinfekciju, čuvanje i vlaženje ili sterilnim fiziološkim rastvorom

Faza 3 dezinfekcija:

● Skinite odgovarajući poklopac sa kutijice za kontaktna sočiva, stavite vaše levo sočivo u odeljak, napunite odeljak skoro do vrha sa Delta Plus rastvorom za dezinfekciju, čuvanje i vlaženje i zavrnite poklopac ● Skinite drugi poklopac sa kutijice i ponovite proceduru sa vašim desnim sočivom ● Ostavite sočiva potopljena najmanje 4 sata ili preko noći

Faza 4 ispiranje:

● Nakon dezinfekcije isperite sočiva pre postavljanja na oči sa Delta Plus rastvorom za dezinfekciju, čuvanje i vlaženje. Prospite preostalu tečnost iz kutijice za sočiva i ostavite je na vazduhu da se osuši.

UDOBNOST SOČIVA:

Da bi se poboljšala udobnost i vlaženje, nekoliko kapi Delta Plus rastvora za dezinfekciju, čuvanje i vlaženje može se naneti na obe strane sočiva pre postavljanja u oko.

UKLANJANJE PROTEINA:

Korišćenje Sauflon Trizyme tableta za uklanjanje proteina sa trostrukim dejstvom jednom nedeljno, može biti neophodno kod nekih pacijenata. Konsultovati oftalmologa koji je prepisao kontaktna sočiva.

ODRŽAVANJE KUTIJICE ZA SOČIVA:

Nakon korišćenja kutijicu temeljno isperite Delta Plus rastvorom za dezinfekciju, čuvanje i vlaženje ili sterilnim fiziološkim rastvorom. Jednom nedeljno temeljno očistite kutijicu, obračunajući posebnu pažnju na odeljke i poklopce. NE KORISITI SAPUN ILI DETERDŽENTE. Kutijicu ostavite na vazduhu da se osuši. Kutijice za kontaktna sočiva treba čuvati suve kada se ne koriste i menjati ih često, kao što preporučuje oftalmolog koji je propisao sočiva.

KADA NE TREBA NOSITI SOČIVA:

Kontaktna sočiva ne bi trebalo nositi kada postoje određeni zdravstveni problemi ili nepovoljni spoljni uticaji. Stanja koja mogu sprečiti bezbedno nošenje kontaktnih sočiva uključuju: ● Alergija, upala, infekcija ili iritacija na ili oko oka i očnih kapaka. ● Stanja oslabljenog zdravlja, kao što su prehlade i grip. ● Primena nekih lekova, uključujući i lekove za oči. ● Izuzetno suva ili prašnava sredina koja može učiniti nošenje kontaktnih sočiva nekomfortnim. ● Vođeni sportovi bez upotrebe zaštitnih naočara. ● Neadekvatni suzni film (suve oči). ● Konsultujte Vašeg oftalmologa kako za ova, tako i za ostala stanja.

MOGUĆI PROBLEMI:

Lako kontaktna sočiva pružaju mnoge olakšice korisniku, moguće je da se neki problemi jave, a oni bi mogli da se primete kao jedno ili više od sledećih stanja: ● Osećaj prisustva stranog tela u oku. ● Nekomfor. ● Crvenilo oka. ● Osetljivost na svetlost. ● Osećaj peckanja, svraba i suznih očiju. ● Smanjena oštrina vida. ● Pojava efekta duge (halo) oko svetlosti. ● Povećana sekrecija oka. ● Ozbiljna ili uporna suvoća oka. ● Ovi simptomi, ukoliko se zapostave, mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija.

ŠTA URADITI UKOLIKO SE PROBLEM JAVI:

Ukoliko se bilo koji od gore navedenih simptoma javi: ● ODMAH SKINITE SOČIVO(A). ● Ako nelagodnost ili problem nestane, pogledajte pažljivo sočivo. ● Ako je sočivo na bilo koji način oštećeno NE STAVLJATI ga ponovo na oko, zameniti ga sa novim sočivom ● Ako se na sočivu pojavi nečistoća, trepavica ili strano telo, ili ako problem nestane, a sočivo izgleda neoštećeno, temeljno ga očistite, isperite i dezinfikujte, a zatim ga ponovo postavite na oko. ● Ukoliko se navedeni simptomi nastave nakon skidanja ili ponovnog stavljanja sočiva, skinite ga ODMAH i kontaktirajte Vašeg oftalmologa što pre. ● Mogu se javiti ozbiljnija stanja kao što su infekcija, kornealni ulcer (ulcerozni keratitis), vaskularizacija rožnjače ili iritis. Ova stanja mogu rapidno napredovati i dovesti do trajnog gubitka vida. ● Manje opasna stanja kao što su: abrazije, zamučenje epitela i bakterijski konjunktivitis mogu se lečiti i tretirati kako bi se izbegle komplikacije. ● Povremena suvoća može se ukloniti korišćenjem sredstava za vlaženje i komfor, kao što je Aquify. Ako se suvoća nastavi konsultujte oftalmologa. ● Ako se sočivo «ukopa» (prestane da se pokreće), nakapajte nekoliko kapi sredstava za vlaženje/komfor i sačekajte dok sočivo ne počne slobodno da se pokreće, pre nego što ga skinete. Ako se sočivo i dalje ne poma, ODMAH konsultujte oftalmologa.

DODATNE INFORMACIJE:

Rizik za pojavu ulceroznog keratitisa pokazao se povećanim među korisnicima koji se nisu pridržavali dobijenih uputstva. Nošenje kontaktnih sočiva povećava rizik od infekcija oka. Pušenje povećava rizik od ulceroznog keratitisa kod korisnika kontaktnih sočiva.

VAŽNE NAPOMENE:

● Ne delite Vaša sočiva sa drugima jer to može dovesti do pojave bakterija koje mogu prouzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme oka. ● Proveravajte svakodnevno i Vaše oči kako bi se uverili da su dobro, da se osećate ugodno i da je Vaš vid jasan. ● Ne koristite sočiva i sredstva za održavanje istih nakon isteklog roka. ● Pre postavljanja sočiva proverite da je dioptrija sočiva sa folije pakovanja odgovarajuća za Vaše oko. ● Uvek nosite rezervni par sočiva. ● Budite obazrivi kada koristite sapune, losione, kreme, kozmetiku ili dezodoranse koji mogu da prouzrokuju iritaciju ako dodju u kontakt sa Vašim sočivima. ● Postavite sočiva pre nego što naneseš šminiku i skinite ih pre nego što je skinete. ● Izbegavajte raspršivače, kao što je lak za kosu, u blizini Vaših očiju kada nosite sočiva, jer mogu da prouzrokuju iritaciju. ● Nošenje kontaktnih sočiva za vreme plivanja nije preporučljivo, konsultujte Vašeg očnog lekara za savet. ● Skinite Vaša sočiva kada ste izloženi štetnim ili iritirajućim isparenjima. ● Nikad ne dopustite da sočiva dodju u kontakt sa ne sterilnim tečnostima (uključujući vodu iz česme i pljuvačku) jer može doći do zagađenosti mikrobima, koja mogu dovesti do permanentnog oštećenja oka. ● Obavestite Vašeg poslodavca da nosite kontaktna sočiva, posebno ako Vaše radno mesto zahteva upotrebu zaštitne opreme za oči. ● Ne koristite GP i PMMA sočiva dok spavate ● Redovno odlaziti na kontrole lekaru.

Proizvođač:
OPTICUS d.o.o.,
Knez Mihailova 6/IV, Beograd



OPTICUS d.o.o
Vele Nigrinove 1a, 11000 Beograd, Srbija

Broj rešenja upisa u
Registar medicinskih sredstava: 515-02-1690-11-001

CE
1304

Skracene specifikacije sočiva
BC - Baza krivina
PWR - Dioptrija
DIA - Diametar

Datum izrade uputstva:
novembar 2012 g.